



medicagama®

PRODUCTOS A LA VANGUARDIA

FICHA TÉCNICA MDK I27



Especificaciones generales		Tamaño: 21.6 cm x 13.1 cm x 7.1 cm
		Peso neto: 1.26 kg
Fuente de alimentación	Alimentación	Entrada: 100 a 240 VCA, 47/63 Hz,
	Batería	Batería recargable de iones de litio 7.4 V 21700/4800 mAh
		Tiempo de funcionamiento: 6 horas
		Tiempo de vida: 8 años
Flujo	Rango de ajuste	0.01 – 2,000 ml/h paso a paso de 0,01 ml/h
	Precisión	4%
Volumen	Rango a infundir	0.01 – 9,999.99 ml paso por 0.01 ml
	Precisión	4.8%
Purga		1ml/h – 2,000ml/h
Tiempo		0 – 99 h 59 min
Presión	Máxima	130 kPa
	Alarma oclusión	Alto: 120 kPa ± 10 kPa
		Medio: 80 kPa ± 20 kPa
		Bajo: 40 kPa ± 20 kPa
Condiciones ambientales	Temperatura	Almacenamiento: -20° C – 60° C
		Funcionamiento: 5° C – 40° C
	Humedad	Almacenamiento y funcionamiento: 20% - 90%
Presión		700 hPa ~ 1060 hPa
Tiempo de vida		8 años





medicagama®

PRODUCTOS A LA VANGUARDIA

FICHA TÉCNICA MDK I27 PLUS

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Compatible con todos los sets de venoclisis
- ✓ Pantalla touch 4"
- ✓ Registra eventos
- ✓ Cuenta con 9 modos de infusión:
 - Dosis
 - Biblioteca de medicamentos
 - Velocidad de goteo
 - Rampa y conicidad
 - Secuencial
 - Carga de dosis
 - Intermitente
 - Micro
 - Recopilación
- ✓ Alarmas audibles y visibles
 - Puerta abierta
 - No se ha instalado el set
 - Oclusión
 - Oclusión aguas arriba
 - Perfusión completa
 - Aire en la línea
 - Batería agotada
 - Batería agotada y cable de alimentación desconectada
 - Error de motor
 - Error de comunicación
 - Error de batería
 - Llamada de vuelta
 - Batería baja
 - Final de perfusión cercano
- ✓ Ajustable
 - Brillo de pantalla
 - Volumen de alarmas
 - Sensibilidad de aire en línea
 - De velocidad y volumen de Purga
 - Tiempo de bloqueo de pantalla
 - KVO
 - Bolo
 - Presión de oclusión
 - Etc.

